



AXpress® Schnelltests*

Schnell, präzise, preiswert


AXpress® Schnelltests bieten Ihnen für viele Situationen die optimale diagnostische Lösung. Interne Kontrollen und Zubehör sind integriert.



**Strep A
(Streptokokken A)**



Troponin I



D-Dimer



Influenza A+B



Cardiac Combo

*Testbeschreibungen umseitig

Zaidamed

Ihr kompetenter Partner
für Gerinnungsmanagement



AXpress® Strep A (Streptokokken A)

5 min

2-30°C

Immunologischer Ein-Schritt-Membrantest für die schnelle und qualitative Bestimmung von Streptokokken-Antigenen der Gruppe A direkt aus dem Rachenabstrich.

Alle benötigten Reagenzien und Materialien «on board».
Beste Ergebnisse mit Sensitivität: 97.6% und Spezifität: 97.5%.

Inhalt: 20 AXpress® Strep A Testkassetten, 20 Einwegpipetten, 20 sterile Abstrichtupfer, 1 Flasche Extraktionsreagenz #1, 1 Flasche Extraktionsreagenz #2, 1 Flasche Positivkontrolle, 20 Extraktionsröhrchen inklusive Tropf-Kappen, 1 Reagenzienhalter, 1 Packungsbeilage



AXpress® Troponin I

15 min

2-30°C

Einstufiger Membran-Immunoassay für den schnellen, qualitativen Nachweis von menschlichem Herztroponin I aus Vollblut, Serum oder Plasma und ist ein Hilfsmittel in der Diagnose eines Myokardinfarkts (MI).

Ergebnis aus Plasma, Serum, venösem oder kapillarem Vollblut. Die Nachweisgrenze des Tests liegt bei 1.0 ng cTnI/ml Probenmaterial. Probenabnahme durch mitgelieferte heparinisierte Kapillarröhrchen.

Inhalt: 5 AXpress® Troponin I Testkassetten, 5 Einwegpipetten (im Beutel enthalten), 5 heparinisierte Kapillarröhrchen, 1 Tropffläschchen mit Puffer, 1 Packungsbeilage



AXpress® D-Dimer

10 min

2-30°C

Schnelltest zum qualitativen Nachweis von D-Dimer in Vollblut und Plasma bei Verdacht auf disseminierte intravasale Gerinnungsstörungen (DIG), tiefe Venenthrombose (TVT) und Lungenembolie.

Ergebnis aus einem Tropfen Vollblut oder Plasma. Die Nachweisgrenze liegt bei 500 ng/ml D-Dimer. Kleine Verpackungseinheit, dadurch geringer Verfall.

Inhalt: 5 AXpress® D-Dimer Testkassetten, 5 Einwegpipetten (im Beutel enthalten), 1 Pufferfläschchen, 1 Packungsbeilage



AXpress® Influenza A+B

10 min

2-30°C

Schneller, chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von Influenza Typ A- und B-Antigenen (Nukleoproteine) aus Atemwegsproben. Dieser Test ist für den Nachweis von Nukleoproteinen der Kernuntertypen, unabhängig von H- und N-Oberflächenproteinen – bei Influenza A ausgelegt.

Beste Leistungsmerkmale und Subtypendetektion (H1N1, H2N2, H3N8, H5N1, H6H2, H7N7, H9N2).

Inhalt: 10 AXpress® Influenza A+B Testkassetten, 10 Einwegpipetten, 1 Fläschchen Extraktionspuffer, 10 Extraktionsröhrchen, 10 sterile Abstrichtupfer, 1 Packungsbeilage



AXpress® Cardiac Combo

10 min

2-30°C

Visueller Immunoassay zum qualitativen Nachweis von menschlichem Myoglobin, CK-MB und kardialem Troponin I in Vollblut, Serum oder Plasma. Der Test ist als Hilfe bei der Diagnosestellung eines Myokardinfarkts (MI) bestimmt.

Ergebnis aus Vollblut, Serum oder Plasma. Beste diagnostische Genauigkeit durch drei verschiedene kardiale Marker auf einer Testkassette, dadurch ist auch eine zeitliche Zuordnung des Myokardinfarkts möglich.

Inhalt: 5 AXpress® Cardiac Combo Testkassetten, 1 Pufferfläschchen, 5 Einwegpipetten, 1 Packungsbeilage

Am Virchow-Klinikum
Triftstraße 45
13353 Berlin
Telefon 030 49 91 98 5-0
Fax 030 49 91 98 5-29
E-Mail kontakt@zaidamed.de
Web www.zaidamed.de

Zaidamed
Ihr kompetenter Partner
für Gerinnungsmanagement